

# Характеристики НМГ и глюкометра



## Глюкометр

## НМГ

|                                                    |   |                                              |   |                                                             |
|----------------------------------------------------|---|----------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|
| Капиллярная кровь                                  | ◁ | <b>Среда измерения</b>                       | ▷ | Межклеточная жидкость                                       |
| При взятии образца крови из пальца                 | ◁ | <b>Получение результатов</b>                 | ▷ | На считывающее устройство без прокола пальца <sup>2</sup>   |
| Только уровень глюкозы в конкретный момент времени | ◁ | <b>Информация о глюкозе</b>                  | ▷ | Полная картина изменений уровня глюкозы в течение всего дня |
| Нет                                                |   | <b>Прогнозирование предстоящих изменений</b> |   | С помощью стрелок тенденции                                 |